

Duplicadores de tomadas de gases medicinais



Experiência e confiança ao serviço da saúde

Unidade de terminal com dupla conexão que permite o fornecimento de gases medicinais e vácuo através dos diferentes conectores seletivos.

Utilização para montagem em parede e em equipamentos hospitalares como cabeceiras, colunas, painéis,...

Fornecimento de todos os gases medicinais, duplicando a conexão de equipamentos no mesmo ponto e mantendo as mesmas propriedades da unidade terminal.

Projeto exclusivo em tomadas CM

Design ergonómico que permite uma conexão fácil e suave do conector seletivo CM, com dupla posição de paragem e passagem de gás, sem necessidade de exercer uma pressão excessiva na tomada.

Incorpora seletividade dupla, o que permite uma segurança adicional para evitar o intercâmbio com outros gases.

Qualidade e segurança garantida

Fabricados com materiais robustos e compatíveis com Oxigênio que conferem uma grande durabilidade, garantindo a estanqueidade e ausência de desgaste durante a sua vida útil.

Com certificado CE como Dispositivo Médico de acordo com a diretiva 93/42/CEE Classe IIb.

Características

Características
Caudal máximo: > 500 l/min, para pressões nominais de 5 e 8 bar
Pressão máxima admissível: 10 bar
Vazamento zero na tomada e no acoplamento do conetor
Certificado CE como Dispositivo Médico Classe IIb

Modelos



Tipo de Gás	Unidade terminal		
	CM	NF	DIN
Oxigénio	451134	451138	451141
Vácuo	451135	451139	451142
Ar Medicinal	451136	451140	451143
Carbónico	451137	-	451144

Para outros tipos de unidade terminal e tipo de gás consultar disponibilidade.

www.gasin.com
tell me more



Gasin II – Gases Industriais Unipessoal, Lda

Rua do Progresso, 53 Perafita

4451-801 Leça da Palmeira

NIF. 510 183 751

Tlf. 229 998 353

info@gasin.com

www.gasinmedica.com